

DrWithYou. Product Database Design.

Designer: AkChen.

Tool: PowerDesigner

版本	最后修改时间	修改人	修改内容
V1.0	2017/4/10	陈冬	第一次修订

User 记录用户账户			
字段名	数据类型	限制条件	含义
Username	Varchar(32)	Primary key	登录用户用户名
Password	Varchar(32)	NOT NULL	密码的 MD5 值
Bedoctor	boolean	NOT NULL	是否是医生

UserInfo 记录用户信息			
字段名	数据类型	限制条件	含义
username	Varchar(32)	Fk user.username	用户名
name	Varchar(32)	NOT NULL	姓名
Phone	Varchar(11)	NOT NULL	电话号码

PatientDoctor 记录医患关系			
字段名	数据类型	限制条件	含义
doctorusr	Varchar(32)	NOT NULL fk user.username	医生用户名
patientusr	Varchar(32)	NOT NULL fk usre.username	患者用户名

CheckItem 检查项			
字段名	数据类型	限制条件	含义
Itemname	Varchar(32)	Primary key	检查项名称
Checktime	Varchar(32)	Primary key	检查时间
Creator	Varchar(32)	NOT NULL Fk user.username	创建者的用户名
Description	Varchar(1024)	无	检查相描述

Templet 模版			
字段名	数据类型	限制条件	含义
Templetname	Varchar(32)	Primary key	模版名
Creator	Varchar(32)	Fk user.username	创建者用户名
Suitable	Varchar(32)	NOT NULL	适用病症
Description	Varchar(1024)	无	模版描述

UserCheckItem 病人与检查相对应关系表格			
字段名	数据类型	限制条件	含义
Username	Varchar(32)	Pk. Fk user.username	病人的用户名
itemname	Varchar(32)	Pk. Fk checkitem.itemname	检查项名称
Checktime	Varchar(32)	Pk. Fk checkitem.check	检查项检查时间

CheckedItem 检查相记录			
字段名	数据类型	限制条件	含义
Username	Varchar(32)	Not null, fk user.username	提交的患者用户名
Itemname	Varchar(32)	Not null, fk checkitem.itemname	检查相名称
checktime	Varchar(32)	Not null, fk checkitem.checktime	检查时间
submittime	Varchar(32)	Not null	提交时间
value	float	无	检查结果值

TempletCheckItem 模版和检查相对应关系			
字段名	数据类型	限制条件	含义
itemname	Varchar(32)	Pk, fk checkitem.itemname	检查相名称
checktime	Varchar(32)	Pk, fk checkitem.checktime	检查时间
Templetname	Varchar(32)	Pk, fk Templet.templetname	模版名称

Usertemplet 患者和模版对应关系			
字段名	数据类型	限制条件	含义
Username	Varchar(32)	Pk, fk user.username	患者用户名
templetname	Varchar(32)	Pk, fk templet.templetname	对应的模版名

Message 留言记录			
字段名	数据类型	限制条件	含义
Sender	Varchar(32)	Fk user.username	发送者
receiver	Varchar(32)	Fk user.username	接受者
Msg	Varchar(512)	NOT NULL	信息内容
Time	Varchar(32)	NOT NULL	时间