

DrWithYou. Product API Design.

Designer:陈冬

版本	修改时间	修改人	说明
V1.0	2017/4/14	陈冬	第一次修订
V2.0	2017/4/21	陈冬	Api 前缀修改、 返回增加真假属性
V2.1	2017/5/3	陈冬	Checkitem 增加 id 属性
V2.2	2017/6/6	陈冬	头像 ap、消息 apii

注释	时间
GET 方法的参数在 URL 中放，POST 方法的参数应该放在请求的 BODY 部分。	2017-4-14
登录成功后，服务器将生成一个 guid 作为当前用户登录的全局唯一标志，并且存入该用户对应的 token 属性。后面所有操作只需要核对传入的 token 与数据库中的 token 是否存在判断是否登录，并且可以通过 token 唯一标识请求所对应的 user，以完成后续操作。	2017-4-14
注册成功后一定要生成一个 GUID 作为该用户的 Token 属性，因为 NOT NULL.	2017-4-14
Token 均为大写！ DF46BE77-9BBF-419B-88E0-8DC9BCA25394	2017-4-14

URL	方式	参数	返回	说明
/adregister	POST	Username&MD5(password)	{“result”:“true”} {“result”:“false”} {“result”:“error”,“errmsg”:“”}	注册
/adlogin	POST	Username&MD5(password)	{“result”:“true”,“token”:“ DF46BE77-9BBF-419B-88E0-8DC9BCA25394”} {“result”:“false”} {“result”:“error”,“errmsg”:“”}	se rv le t ， 若 成 返 回

				tr u e , 并且生成一个 g u i d 作为 to k e n , 返回之
/ad che cklis t	G E T	Token= DF46BE77-9BBF-419B-88E0-8DC9BCA25394	{“result”:“true”,“set”:[{“cid”:1,“name”:“血糖”,“time”:“上午 8 点”},{“cid”:2,“name”:“心跳”,“time”:“下午 3 点”},{“cid”:3,“name”:“心跳”,“time”:“下午 3 点”}]} {“result”:“false”} {“result”:“error”,“errmsg”:“”}	返回今天还没有提交过的检查相
/ad che ckit em	P O S T	Token= DF46BE77-9BBF-419B-88E0-8DC9BCA25394&cid=2&value=20.0	{“result”:“true”} {“result”:“false”,“reason”:“原因”} {“result”:“error”,“errmsg”:“”}	提交检查相
/ad che cke	G E T	Token= DF46BE77-9BBF-419B-88E0-8DC9BCA25394	{“result”:“true”,“set”:[{“name”:“血糖”,“time”:“上午 8 点”,“value”:10,“submittime”:“2017-1-1”},{“name”:“心跳”,“time”:“下午 3 点	获取已

dite ms			<pre> {"value":60.0,"submittime":"2017-1-1"} {"result":"false"} {"result":"error","errmsg":""} </pre>	经提交的检查项
/ad user	G E T	Token= DF46BE77-9BBF-419B-88E0-8DC9BCA25394	<pre> {"result":"true","set":{"name":"陈冬","doctor":"张三","illness":"长太帅病","phone":"13586898"}} {"result":"false"} {"result":"error","errmsg":""} </pre>	获取个人信息
/ad user	P O S T	Token= DF46BE77-9BBF-419B-88E0-8DC9BCA25394&name=%5F%25%87%25&phone=15622365756&sex=F&idcard=50023166575541559	<pre> {"reuslt":"true"} </pre>	保存个人信息
/ad doc tor	G E T	Token= DF46BE77-9BBF-419B-88E0-8DC9BCA25394	<pre> {"result":"true","set":{"name":"陈冬"}} </pre>	获取医生信息
/adi con	G E T	Token= DF46BE77-9BBF-419B-88E0-8DC9BCA25394	二进制文件/图片	获取用户头像
/adi con	P O S T	//WEB 使用方法 见 upload.jsp //java 使用方法 见 IconUploadTest.java 和 HttpPost.java	HTTP 200 OK	上传头像
/ad msg	G E T	Token= DF46BE77-9BBF-419B-88E0-8DC9BCA25394	<pre> {"result":"true","set":{"sender":"test","revevier":"doctorChen","msg":"akchen","time":"1496754704712"},"sender":"test","revevier":"doctorChen","msg":"akchen","time":"1496754793355"}} </pre>	接受消息
/ad msg	P O S T	Token= DF46BE77-9BBF-419B-88E0-8DC9BCA25397&msg=sa	<pre> {"result":"true"} </pre>	发送消息

	T	dadada%20%12		息
--	---	--------------	--	---